

# رابین تجهیز درمان





## رابین تجهیز درمان

شرکت رابین تجهیز درمان فعالیت خود را در زمینه طراحی پوشاک کادر پزشکی و البسه بیمار در سال ۱۳۹۹ آغاز نمود و سپس بابت بهره گیری از علم برترین مهندسان پزشکی کشور شروع به تولید دستگاه اتوکلانو با برند رابین کرده است. اولویت ما در طراحی، نشأت گرفته از درک نیاز پزشکی به دستگاهی کارا و قابل رقابت با برترین برندهای جهان بوده و توجه به جزئیات و ظرافت، اهمیت به کیفیت و نوآوری، ما را در ارائه تولیداتی متفاوت یاری نموده است



## مشخصات فنی:

درب برقی

دارای مولد بخار سریع (Steam Generator)

تمام استیل - بدنه ورق فولادی با رنگ الکترو استاتیک ضد خش دارای برد الکترونیکی هوشمند تمام فارسی

( اعلام خطای دستگاه بر روی ال سی دی )

مجهز به usb logger

قابلیت نصب پرینتر به درخواست مشتری

دارای سیکل کاری در دمای ۱۲۱ و ۱۳۴ درجه سانتیگراد (با وکیوم و بدون وکیوم )

برق مصرفی تک فاز

کارکرد دستگاه با آب مقطر

ورودی هوای اطاقک مجهز به فیلتر هپا - دارای خشک کن هیتری مجزا شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE

و گواهی صلاحیت عملکرد از کشور ایتالیا

ابعاد خارجی دستگاه : ارتفاع ۵۰ - عرض ۴۵ - طول ۵۵ سانتی متر

دارای ایزو ۱۳۴۸۵ (استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی) و ایزو ۹۰۰۱

دارای مخزن مکعب و استوانه

دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.





اتوکلاو 30 لیتری B		اتوکلاو 25 لیتری B		اتوکلاو 18 لیتری B	
ابعاد خارجی (سانتی متر)					
50	50	50	50	50	ارتفاع
55	55	55	55	55	طول
45	45	45	45	45	عرض



بدنه ورق فولادی  
با رنگ الکترو استاتیک  
ضد خش



اتوکلاو 30 لیتری B	اتوکلاو 25 لیتری B	اتوکلاو 18 لیتری B	
توان			
۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	وات
۱۲	۱۲	۱۲	آمپر
۵۰-۶۰	۵۰-۶۰	۵۰-۶۰	هرتز
۲۴۰-۲۲۰	۲۴۰-۲۲۰	۲۴۰-۲۲۰	ولت

دارای مولد بخار سریع (Steam Generator)

برق مصرفی تک فاز

دارای خشک کن هیتری



قفسه بارگزاری وسایل



موتور درب



اتوکلاو 30 لیتری B	اتوکلاو 25 لیتری B	اتوکلاو 18 لیتری B	
ابعاد اتاقک (سانتی متر)			
۲۷	۲۷	۲۷	عرض
۲۷	۲۷	۲۷	طول
۴۰	۳۵	۳۰	عمق

ورودی هوای اتاقک مجهز به فیلتر هپا  
دارای خشک کن هیتری مجزا شیر اطمینان ایتالیایی  
با گواهی CE  
دارای مخزن مکعب و استوانه  
تمام استیل

## صفحه‌ی اصلی



### برنامه Gentel

سه مرحله پیش خلاء  
دمای استریل ۱۲۱ درجه سانتیگراد  
فشار استریل ۴/۱ بار  
یک مرحله خلاء آخر  
مناسب برای ابزار پزشکی به صورت پک شده،  
پک نشده، جامدات، مایعات و پارچه  
زمان استریل ۲۰ دقیقه  
زمان کل فرایند ۴۰ دقیقه



### برنامه Universal

سه مرحله پیش خلا  
دمای استریل ۱۳۴ درجه  
فشار استریل ۲.۲ بار  
زمان استریل ۵ دقیقه  
زمان کل فرایند ۴۰ دقیقه  
یک مرحله خلا آخر  
مناسب برای وسایل فلزی، پک شده و پک نشده



## Laboratory (آزمایشگاهی)

خلا ندارد

دمای استریل ۱۲۱ درجه

زمان استریل ۲۰ دقیقه

زمان کل فرایند ۳۰ دقیقه

مناسب برای محیط کشت میکروبی

پارچه، فلزات، مایعات



## Prion

سه مرحله پیش خلا

دمای استریل ۱۳۴ درجه

فشار استریل ۲/۲ بار

زمان استریل ۲۰ دقیقه

زمان کل فرایند ۶۰ دقیقه

یک مرحله خلا آخر

مناسب امحاء زباله های عفونی



## Vacuum test

برای تست عملکرد دستگاه در اندیکاتور بووی دیک





## Quick

یک مرحله پیش خلا  
دمای استریل ۱۳۴ درجه  
زمان استریل ۵ دقیقه  
زمان کل فرایند ۲۰ دقیقه  
مناسب فلزات-پک نشده

## B & D test

برای تست عملکرد دستگاه در اندیکاتور بووی دیک



## برنامه custom (خصوصی سازی)

این برنامه به کاربر این قابلیت را میدهد که

یک سیکل کامل استریل بر اساس

دما فشار زمان و تعداد خلا که میخواهد داشته باشد



خاور شهر، شهرک ثامن الحجج، کوچه ۱۱ غربی، پلاک ۶۸۰

0912 827 827 1

0912 146 7419

021 2842 1600

rtd.meb@gmail.com

www.rtdmed.com

